

## Vartojimo instrukcija

### **Starazolin HydroBalance PPH** (natrio hialuronatas, 1 mg/ml tirpalas) Drėkinamieji akių lašai, 2 x 5 ml, 1 x 5 ml

**PASTABA.** Šioje vartojimo instrukcijoje pateikta informacija apie saugų akių lašų vartojimo metodą ir sąlygas. Atidžiai perskaitykite vartojimo instrukciją ir jos neišmeskite, nes vėl gali prireikti ją perskaityti.

#### **Sudėtis**

natrio hialuronatas, natrio chloridas, boro rūgštis, natrio tetraboratas, natrio edetatas, poliheksanidas (PHMB), labai išgrynintas vanduo.

#### **Vartojimo indikacijos**

**Starazolin HydroBalance PPH** akių lašai yra veiksmingi ir ilgai drėkina akis. Jie suteikia greitą akių sausumo, sudirginimo, nuovargio ir smėlio jausmo po vokais palengvėjimą. **Starazolin HydroBalance PPH** naudojamas šiais atvejais:

- esant akių aplinkos dirgikliams, pvz.: dulkėms, dūmams, UV spinduliams, karščiui (centrinis šildymas, sauna), oro kondicionavimui, vėjui, kosmetikai, chloruotam vandeniui;
- sumažėjus mirksėjimo dažniui žiūrint televizorių, skaitant arba atliekant užduotis, kai reikia ilgalaikės akių regos koncentracijos, pvz., ilgas darbas priešais kompiuterio ekraną, vairavimas ir pan.;
- kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai, pvz., asmenis, sergantiems sausų akių sindromu, arba vyresniems nei 40 metų amžiaus suaugusiesiems;
- asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius.

**Starazolin HydroBalance PPH** akių lašus galima naudoti su visų rūšių kontaktiniais lęšiais.

**Sterilu – pagaminta aseptiškai apdorojant.**

#### **Naudojimo instrukcijos**

Preparato reikia įsilašinti pačiam (-iai). Naudotinas tik išoriškai.


Prieš naudodami preparato nusiplaukite rankas. **Starazolin HydroBalance PPH** akių lašų reikia įlašinti tik į junginės maišelį. Reikia lašinti 1–2 lašus 3–5 kartus per dieną. Nelieskite lašintuvo antgalio, nes kyla grėsmė užteršti buteliuko turinį.

Jeigu, naudojant lašų, simptomai išlieka arba pablogėja, dirgiklis pašalintas, preparato nebenaudokite ir kreipkitės į specialistą.

#### **Kontraindikacijos**

Nenaudokite **Starazolin HydroBalance PPH** akių lašų, esant padidėjusiam jautrumui bet kuriai sudedamajai daliai.

### Atsargumo priemonės

- Prieš naudodami preparato, patikrinkite jo galiojimo terminą (nurodytas ant pakuotės).  
Pasibaigus galiojimo terminui () , nurodytam ant buteliuko ir kartono dėžutės, akių lašų nenaudokite. Pirmą kartą atidarius buteliuką, akių lašus reikia sunaudoti per 8 savaites.
- Prieš naudodami pirmą kartą, įsitikinkite, kad pakuotė sandari. Jeigu juostelė aplink dangtelį nutraukta, preparato nenaudokite.
- Nenaudokite, jeigu tirpalas susidrumstė arba pasikeitė jo spalva.
- Po kiekvieno naudojimo sandariai užsukite buteliuko dangtelį.
- Laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jeigu kartu naudojate kitų akių lašų, **Starazolin HydroBalance PPH** visada reikia naudoti paskutinius, taip pat reikėtų preparatus lašinti tik kas 5 minutes.

### Specialūs įspėjimai

- **Starazolin HydroBalance PPH** akių lašų nemišykite ir neskieskite su kitais skysčiais, nes kyla grėsmė pakenkti akių lašų sterilumui ir veiksmingumui.
- Prieš naudodami bet kokius akių lašus, kontaktinius lęšius naudojantys pacientai turėtų susisiekti su specialistu.

### Galimas šalutinis poveikis

Preparatas gerai toleruojamas. Kai kurių asmenų junginė gali parausti, gali deginti akis ar laikinai pablogėja rega. Jausdami nuolatinį diskomfortą arba sudirginimą, nenaudokite akių lašų ir pasitarkite su specialistu.



Polfa Warszawa S.A.  
ul. Karolkowa 22/24  
01-207 Warszawa, Lenkija  
tel. +48 22 691 39 00  
[www.polfawar.com.pl](http://www.polfawar.com.pl)

**Tiekiamos pakuotės:** 2 x 5 ml, 1 x 5 ml  
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

**Teksto peržiūros data:** 2017 sausis

**STERILE | A**



**Vartojamų simbolių reikšmė:**

**STERILE | A** Sterilu



Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.



Tinka iki: (galiojimo data)



Gamintojas

**LOT**

Serijos numeris



+25°C

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.